

Sonaril DA2

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



biosog
GREEN ACTIVE

DESINFECTANTE CLORADO

❑ DESCRIÇÃO:

SONARIL DA2 é um produto desinfectante, clorado, de largo espectro bactericida utilizado na desinfecção e branqueamento de pavimentos, utensílios, roupas, etc. nas cozinhas, refeitórios, indústria alimentar, instalações sanitárias, lavandarias, etc.


SONARIL DA2 tem como ingrediente activo biocida o hipoclorito de sódio com uma concentração equivalente a 2% de cloro activo.

❑ BENEFÍCIOS

- Desinfectante de uso universal;
- Eficaz num largo espectro de microrganismos;
- Ingrediente activo: **cloro 2%** (acção residual);
- Alcalino.

❑ CARACTERÍSTICAS

- **Aspecto:** líquido
- **Cor:** amarelo
- **Odor:** cloro



❑ DOSEAMENTO E UTILIZAÇÃO

SONARIL DA2 não deve ser utilizado em alumínio, latão e cobre.

O cloro reage com metais leves e suas ligas.

Não misturar com ácidos. Podem libertar-se gases tóxicos: cloro.

SONARIL DA2 pode ser utilizado puro ou diluído até 5 partes com água.

Aplicar o produto deixar actuar durante 5 a 10 minutos para uma maior eficácia de desinfecção. Efectuar enxaguamento.


❑ MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Um guia completo sobre manuseamento e classificação deste produto, é fornecido em separado na **Ficha de dados de Segurança**. O **Rótulo** contém informações sobre o modo de utilização e precauções na utilização de **SONARIL DA2**. Armazenar em local não exposto ao sol, na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas.

❑ PRECISÃO DA INFORMAÇÃO

Qualquer produto pode ser manuseado em condições de segurança se forem utilizados os procedimentos e equipamentos de protecção adequados. Os dados contidos nesta Ficha Técnica são baseados em informações bibliográficas e no nosso conhecimento do produto, à data desta publicação, não constituindo compromisso expresso ou implícito. A nossa responsabilidade fica limitada ao fornecimento de produtos devidamente controlados e à sua aplicação adequada sob o nosso controlo.

Aplicação



☎: +351 210 420 059
e-mail: qualidade@biosog.pt
✉: Rua da Garagem, 10
2794-022 Carnaxide